

ZALECENIA UŻYTKOWANIA PROTEZ RUCHOMYCH:

1. Protezę ruchomą należy czyścić po każdym posiłku i przed snem.
2. Nie należy nosić protezy w czasie snu.
3. Uzupelnienie przechowujemy w suchym miejscu, przed przechowaniem zawsze myjemy i osuszamy.
4. Protezę myjemy nad umywalką wypełnioną wodą, ponieważ upadek może spowodować jej uszkodzenie.
5. Raz na 1-2 tygodnie należy stosować preparaty do czyszczenia w formie np. tabletki musującej. Należy stosować je zgodnie z instrukcją, nie służą one do długotrwałego przechowywania protez.
6. Nie należy bez konsultacji z lekarzem stosować preparatów mocujących.
7. Raz na pół roku (lub według zaleceń lekarza) należy zgłosić się na wizytę kontrolną.